



## MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo


[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br) e-mail: [compras@guaira.sp.gov.br](mailto:compras@guaira.sp.gov.br)



## CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico e dou fé, que na data de 13 de dezembro do ano de 2017, ANEXEI ao *PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2017; PROCESSO Nº 180/2017; EDITAL Nº 180/2017*, referente à Aquisição de INSUMOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELINTUS, pelo período de 12 (doze) meses, CONTRA RAZÕES RECURSAIS apresentadas pela empresa IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Guairá/SP, 13 de dezembro do ano de 2017

  
\_\_\_\_\_  
André Luiz Domingues  
Pregoeiro

Lhe deseja um dia feliz

Ilustríssimo(a) Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Guairá / SP


Ref/ Pregão Presencial nº 85/2017 – Processo Nº 180/2017


Objeto: Registro de preço para futura Aquisição de INSUMOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELINTUS, pelo período de 12 (doze) meses, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcial, de acordo com a necessidade do município, conforme Anexo I do edital.

**INDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, empresa estabelecida à Rua Adolfo Mantovani, 232 – CEP 14026-295, na cidade de Ribeirão Preto, através de seu procurador abaixo assinado, vem respeitosamente apresentar o nosso contra recurso sob o recurso impetrado tempestivamente pela empresa SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.

Participamos do referido pregão, ofertando tiras da marca **GLUCO LEADER ENHANCE** (tiras e medidores de glicose), onde fomos contemplados com o menor preço, e foi adjudicado pelo pregoeiro, o mesmo alega em seu recurso que nossa faixa de Hematócrito e o prazo de validade de nossos frascos depois de aberto, não atendem ao descritivo do edital.

Tal alegação é totalmente infundada, pois a mesma utilizou a Bula do produto antigo, o qual não é mais fabricado pela empresa HMD Biomedical. Segue abaixo a tabela dos nossos novos aparelhos. A mesma empresa vem usando de má fé para induzir a pregoeira ao erro, e ainda ganhando com seu preço cheio, sem nenhum desconto, levando prejuízo a Prefeitura.

  
André Luiz Domingues  
Pregoeiro  
RG. 23.225.835-1



**Glucolider™**  
Enhance MEDIDOR DE GLICOSE

**MANUAL DO USUÁRIO**

Por favor, leia este Manual do Usuário antes de utilizar o seu Medidor de Glicose Sanguínea Glucolider™ Enhance. Se você tiver qualquer dúvida ou dúvida, por favor, contate o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) ou seu distribuidor local.

**INTRODUÇÃO**  
Obrigado por escolher o Sistema de Monitoramento da Glicose Sanguínea Glucolider™. Este sistema foi desenvolvido em conjunto com profissionais de saúde e, mais importante, pessoas com diabetes.

**SOBRE O SISTEMA Glucolider™**  
O Sistema de Monitoramento da Glicose Sanguínea Glucolider™ foi projetado para medir a concentração da glicose no sangue total por pessoas com diabetes ou por profissionais de saúde, para monitoramento da glicose em casa ou em instituições de saúde. O dispositivo é indicado para uso profissional e doméstico.

O Sistema Glucolider™ utiliza tecnologia de ponta no monitoramento da glicose sanguínea para fornecer a você um teste fácil e confortável. O sistema necessita de apenas 0,8ul de amostra sanguínea para completar o teste em apenas 5 segundos.


O Sistema Glucolider™ consiste de:  
1. Medidor de Glicose Sanguínea Glucolider™  
2. Tiras de Teste da Glicose Sanguínea Glucolider™ (incluídas separadamente)  
3. A Tira de Verificação Glucolider™ (opcional)  
4. A Solução de Controle (opcional)

**IMPORTANTE**  
Declaramos que a tira de teste Glucolider™, utilizada com o medidor Glucolider™ possui registro separado junto à ANVISA. A mesma pode ser adquirida separadamente.

Esses produtos foram desenvolvidos para fornecerem resultados precisos em teste da glicose sanguínea. Não utilize outras tiras de teste ou soluções de controle no medidor da Glicose Sanguínea Glucolider™.

**Indicações Importantes**  
O Sistema Glucolider™ é indicado para diagnóstico de uso único em um o sangue. O sistema não deve ser utilizado para diagnóstico de Diabetes.

**Cuidado**  
O usuário não deve tomar qualquer decisão de relevância médica sem antes consultar seu médico.  
Ligue para seu médico imediatamente se você sentir sintomas que não são consistentes com seus resultados de testes da glicose sanguínea.  
Desidratação severa ou perda de água excessiva pode causar resultados falsos. Ligue para seu médico imediatamente se você acredita estar desidratado.  
Este autoteste destina-se a dosar glicose sanguínea em sangue total de venoso de adulto.  
Altas concentrações de vitamina C (>2,25 mg/dL) ou ácido úrico (>15 mg/dL) podem afetar o resultado dos testes.  
Contagem das células sanguíneas vermelhas (hematócrito) que seja alta (acima de 70%) ou baixa (abaixo de 10%) pode causar um resultado falso.



**Glucolider™**  
Enhance MEDIDOR DE GLICOSE

**INSTRUÇÕES DE USO PARA PRODUTOS DE AUTOTESTE**

- 1 - Nome comercial: Glucolider™ Enhance Tira de Teste da Glicose Sanguínea (Blood Glucose Test Strip).
- 2 - Descrição da finalidade ou uso do produto: Tira de teste para determinação quantitativa da glicemia no sangue. As tiras devem ser utilizadas somente com o aparelho Glucolider™.
- 3 - Descrição do princípio de ação ou aplicação do produto: A glicose presente nas amostras sanguíneas reage com os compostos químicos existentes na tira e produz um sinal elétrico. A quantidade da corrente produzida muda com a quantidade de glicose presente no sangue. O aparelho Glucolider™ mede a força da corrente e exibe o resultado convertido em unidade de glicose no sangue. A tira não contém substâncias tóxicas, não causando qualquer problema quando se toca com o dedo na zona de teste ao aplicar sangue na tira.
- 4 - Relação dos componentes fornecidos com o produto, descrevendo as especificações ou características técnicas qualitativas e quantitativas de cada componente, incluindo conforme o caso: Denominação genérica ou usual, com composição, quantidade, proporção ou concentração de cada reagente ativo; Conteúdo da embalagem: frasco com 25 ou 50 tiras teste, 1 chip de código, folheto de instruções de uso. Cada tira teste 20U de glicose oxidase, 0,12 mg de ferriacetato de potássio e 1,8mg de substâncias não reativas; Modalidade de medida da atividade, potência, avidoz ou titulos, quando se tratar de material biológico; Não aplicável para este produto.
- 5 - Indicação dos materiais, artigos, acessórios, insumos ou equipamentos, necessários para a utilização do produto que não são fornecidos com o produto: Materiais adicionais necessários ao aparelho Glucolider™, com manual de instruções para o punção capilar (lançador) com lancetas.
- 6 - Indicação das condições adequadas de armazenamento do produto: Armazenagem e validade: Mantenha as tiras em uma temperatura superior a 10°C e inferior a 40°C, em local seco longe da incidência da luz solar direta. Feche sempre o frasco com a tampa original. Imediatamente depois de retirar uma tira, o frasco permite que as tiras funcionem corretamente até a data de validade. Nunca utilize as tiras teste depois do expirado o prazo de validade, pois pode originar falsas leituras. Todos os componentes da embalagem podem ser descartados em lixo doméstico.
- 7 - Descrição das precauções, cuidados especiais e esclarecimentos sobre os riscos decorrentes da utilização do produto e seu descarte: Quando couber aplicar, as instruções de biossegurança, procedimentos para eliminar os materiais infectantes, derivados de sangue humano, os materiais infectantes e os procedimentos modificados animal e humano, não consumir sobre a potencialidade de (OCM) e não usar em condições infecciosas. Produtos contendo substâncias tóxicas, não causando qualquer problema quando se toca com o dedo na zona de teste ao aplicar sangue na tira. Todos os componentes da embalagem podem ser descartados em lixo doméstico.

Nossos aparelhos apresentam falso resultado se a faixa de hematócrito for acima de 70% ou abaixo de 10%, e o edital pede da seguinte forma "ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%)", ou seja, estamos dentro no nível solicitado em edital.

Quanto à validade das tiras após aberta, o edital solicita "O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES E PERMANEÇA O MESMO PRAZO APÓS ABERTURA DOS FRASCOS E OU EMBALAGENS", e nossas tiras após

*Andre Luiz Domingues Pregoeiro*

# INTERDENTAL

In-Dental Produtos Odont.,  
Médicos e Hospitalares Ltda  
CNPJ 07.788.510/0001-14  
Insc. Est. 582.699.977.110

Lhe deseja um dia feliz

aberta, se mantida em frasco original e fechada corretamente após a retirada da tira, elas funcionam corretamente até a data de validade do produto.

Gostaríamos de salientar que o nosso produto conta com Boas Práticas de Fabricação (Nacional e Importado), Registro dos Produtos no Ministério da Saúde (ANVISA), além da ISO 15197:2015 / ISO 15197:2013, este último refere-se a calibração dos aparelhos aprovada pela Organização Internacional de Normalização, ou seja, nossos produtos contam com a melhor calibragem do mercado em precisão de resultados, dando mais segurança a equipe médica e pacientes.

Diante de todas as informações apresentadas, **REQUEREMOS QUE SEJAM ANALISADAS, COMPROVADAS E APROVADAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES, PARA QUE CONTINUEMOS CONSAGRADO VENCEDOR DO ITEM SUPRA CITADO.**

Apresentamos nossos protestos de estima e consideração.


Nestes termos

P. Deferimento

In-Dental Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Ltda.

07 788 510/0001-14  
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,  
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.  
RUA ADOLFO MANTOVANI, N.º 232  
RESIDENCIAL FLÓRIDA - CEP 14026-295  
RIBEIRÃO PRETO - SP

Márcio Tassinari  
Sócio Proprietário  
CPF 077.083.786-72  
RG 8.380.475 SSP-SP

  
André Luiz Domingues  
Pregoeiro  
RG: 23.225.835-1

Ribeirão Preto/SP, 12 de dezembro de 2017

IN-DENTAL Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda.  
Rua Adolfo Mantovani, 232 - Cep.: 14026-295 - Ribeirão Preto | SP

☎ 16 2138.8080 - Fax 16 2138.8086 ✉ interdental@netsite.com.br